



ES

Nº registro: 1646 RD
Reg. ICA 1090 BV
Reg Sanitario:
4D-13849-AGROCALIDAD

Asistencia técnica:
Teléfono gratuito en España: 900 809 965
Asistencia vía WhatsApp: +34 646 62 89 51 | LATAM: +57 310 548 87 71

Principio de la técnica

El kit de diagnóstico UranoVet® Parvo-Corona está basado en la técnica inmunocromatográfica y está diseñado para la detección cualitativa de antígeno de parvovirus y coronavirus canino en heces.

El test consta de dos zonas separadas, una para la detección del antígeno de parvovirus y una para la detección de coronavirus. Cada zona consta de un pocillo redondeado donde se añade la muestra y una zona de resultados que contiene la línea T (línea de test) y la línea C (línea de control). Una vez aplicada la muestra en el pocillo redondeado, comienza la migración por capilaridad a lo largo de la membrana. Si el resultado es negativo aparecerá una sola banda de color púrpura en la zona C. La banda de la zona C aparece siempre, ya que se trata de una banda de control que indica que el test se ha realizado correctamente. Si el resultado es positivo, además de la banda C, aparecerá una banda púrpura en la zona de test (línea T).

Materiales suministrados

- 1 - Tests dobles embalados en saqueta de aluminio individual.
- 2 - Tubos con diluyente.
- 3 - Hisopos para la toma de muestras.
- 4 - Pipetas desechables.
- 5 - Prospecto con instrucciones de uso.

Precauciones


- 1 - Solo para uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso in vitro.
- 2 - Para un resultado óptimo, ajustarse estrictamente a las instrucciones de utilización.
- 3 - Todas las muestras deben ser manipuladas como potencialmente infecciosas.
- 4 - No abrir o sacar el test de su sobre de aluminio individual hasta el momento en que vaya a ser utilizado.
- 5 - No usar el test si el sobre está roto o dañado. No reutilizar.
- 6 - Todos los reactivos deben estar a 10 °C ambiente antes de realizar el test.
- 7 - No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad impresa en la caja y sobre de aluminio.
- 8 - La calidad de los componentes del kit ha sido individualmente valorada para cada lote. No mezclar componentes ni reactivos procedentes de diferentes lotes.

Conservación y estabilidad

El kit debe ser conservado entre 2°C y 30°C. Bajo estas condiciones, se puede garantizar su estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en la caja y en el sobre individual.
NO CONGELAR. No someter a una exposición solar directa durante largo tiempo.

Recogida y preparación de las muestras

- 1 - Pueden usarse heces de perro o gato.
- 2 - Se toma una pequeña cantidad de heces. Se puede tomar la muestra directamente de las paredes del ano con la ayuda del hisopo, procurando recoger la cantidad adecuada para realizar la determinación.
- 3 - Las muestras deben ser analizadas inmediatamente después de su recogida.
- 4 - Volumen de muestra:

**Instrucciones de utilización**

- 1 - Tomar las muestras de heces usando el hisopo que se proporciona tal como se describe en el apartado anterior.
- 2 - Introducir el hisopo en el tubo que contiene el diluyente de la muestra. Mezclar bien durante 10 segundos. Si hay en la muestra partículas gruesas, esperar 1 minuto hasta que sedimenten y tomar la muestra del sobrenadante.
- 3 - Sacar el test doble del sobre de aluminio y colocarlo en un lugar plano y seco.
- 4 - Con la ayuda de la pipeta desecharable que se proporciona, añadir 4 gotas de la muestra recién preparada en el pocillo correspondiente a la determinación de Parvovirus. La muestra debe añadirse lentamente, gota a gota y de manera exacta.
- 5 - Repetir el procedimiento anterior añadiendo 4 gotas en el pocillo correspondiente a la determinación de Coronavirus.
- 6 - Cuando el test comienza a funcionar, se apreciará la migración de la muestra moviéndose a través de la ventana de resultados situada en el centro del test. Si la migración no se ha iniciado pasado 1 minuto, añadir una gota más de la muestra diluida contenida en el tubo.
- 7 - Interpretar los resultados a los 5-10 minutos. Pasados 20 minutos, la interpretación ya no resulta válida.



PT

Nº registro: 1646 RD
Reg. ICA 1090 BV
Reg Sanitario:
4D-13849-AGROCALIDAD

Uso veterinário

Princípio da técnica

O kit de diagnóstico Parvo-Corona UranoVet é uma técnica imunocromatográfica para a deteção qualitativa do antígeno do parvovírus e coronavírus canino em fezes de cão e gato.

O teste consta de um pocinho redondo onde se coloca a amostra, uma linha T (linha de teste) e uma linha C (linha de controle). Uma vez aplicada a amostra no pocinho redondo, começa a migração por capilaridade ao longo da membrana. A partir da amostra, uma banda surge com cor de rosa na zona T. A banda dada é sempre a mesma, se não se trata de uma banda de controle que indica que o teste se realizou correctamente. Se o resultado é positivo, além da banda C, forma-se uma segunda banda na zona de teste (banda T).

Materiais fornecidos

- 1 - Testes duplos embalados em saqueta de alumínio individual.
- 2 - Tubos de recolha de amostras com tampon diluente.
- 3 - Zaragatas para recolha de amostras.
- 4 - Pipetas descartáveis.
- 5 - Folheto com instruções de uso.

Precauções

- 1 - Somente para uso veterinário.
- 2 - Para um resultado óptimo, utilizar estritamente de acordo com as instruções de uso.
- 3 - Todas as amostras devem ser manipuladas como potencialmente infecciosas.
- 4 - Não refinar o teste da bolsa de alumínio até ao momento da sua utilização.
- 5 - Não usar o teste se a bolsa está aberta ou danificada.
- 6 - Não reutilizar.
- 7 - Todos os reagentes devem estar à temperatura ambiente antes de realizar o teste.
- 8 - Não utilizar uma vez ultrapassada a data de validade impressa na caixa e na bolsa de alumínio.
- 9 - Não misturar componentes provenientes de lotes diferentes.

Conservação e estabilidade

O kit deve ser conservado a uma T entre 2°C e 30°C. Dentro destas condições, pode-se garantir a sua estabilidade até ao prazo de validade marcado na caixa e na saqueta individual. Apesar de também se poder conservar no frigorífico, recomenda-se fazê-lo à temperatura ambiente para evitar a necessidade de esperar até que os reagentes alcancem a temperatura ambiente adequada para a sua utilização.

NO CONGELAR. Proteger da luz solar directa.

Preservação and stability

The kit must be stored at a temperature between 2 and 30°C. Under these conditions, we can guarantee the stability until the expiry date printed on the box and on the individual pouch.

The kit has been developed to be stored at room temperature. Although it can also be stored in the refrigerator, we recommend store it at room temperature to avoid the need to wait for reagents to reach the room temperature.

DO NOT FREEZE. Do not expose to direct sunlight.

Conservation and stability


The kit must be stored at a temperature between 2 and 30°C. Under these conditions, we can guarantee the stability until the expiry date printed on the box and on the individual pouch.

The kit has been developed to be stored at room temperature. Although it can also be stored in the refrigerator, we recommend store it at room temperature to avoid the need to wait for reagents to reach the room temperature.

Sample collection and preparation

The sample may be collected directly from the rectum using the provided swab. The sufficient amount of sample to carry out properly the test is shown in the picture.

Introduce the swab into the tube containing the diluent and press it against the tube walls in order to release the sample that could contain the virus. Shake the tube in order to ensure a good homogenisation.

**Instruções de utilização**

- 1 - Recolher as amostras de fezes usando uma zaragata que se fornece.
- 2 - Retirar o duplo teste da saqueta de alumínio e colocar numa superfície plana e seca.
- 3 - Introduzir a zaragata no tubo de diluente tampa. Misturar bem durante 10 segundos. Se houver ampolhas grossas, esperar 1 minuto até que secamente e recolher o sobre-medicina.
- 4 - Usando uma pipeta descartável que se fornece, recolher a amostra da mistura de fezes e diluente que se realizou previamente no tubo. Adicionar 4 gotas no pocinho correspondente à determinação de Parvovírus identificado como CPV Ag, com ajuda da pipeta descartável que se fornece. A amostra deve adicionar-se lentamente, gota-a-gota e de maneira exacta.
- 5 - Repetir o procedimento anterior, adicionando 4 gotas no pocinho correspondente à determinação de Coronavirus identificado como CCAV Ag.
- 6 - Quando o teste comece a funcionar, ve-se a migração da amostra, movendo-se através da janela de resultados situada no centro do teste. Se a migração não se inicia passado 1 minuto, adicionar mais uma gota da amostra diluída contida no tubo.
- 7 - Interpretar os resultados aos 5-10 minutos. Passados 20 minutos, a interpretação já não resulta válida.

**Interpretation dos resultados**

- 1 - Resultado negativo
Presencia de una sola banda en la zona C de la ventana de resultados, tanto en la zona de determinación de Parvovirus, como en la de Coronavirus.



- 2 - Resultado positivo
Presencia de duas bandas coloridas (T* e C*) na janela de resultados. Qualquer que sea la banda que aparece primero, el resultado es considerado positivo.



- 3 - Resultado invalido
Se a banda C não aparecer, o resultado deve ser considerado invalido.

**Limitações da técnica**

Embora o kit de diagnóstico Parvo-Corona UranoVet tenha uma elevada sensibilidade e especificidade, não pode descartar-se uma pequena incidência de resultados falsos positivos ou negativos. Tal como com qualquer outro procedimento laboratorial, o diagnóstico clínico definitivo não deve basear-se somente na realização de um teste, mas sim num conjunto de sinais clínicos e laboratoriais. Em caso de dúvida, repetir o teste sólido contrastar com outros métodos de diagnóstico.

Limitaciones de la técnica

Aunque el kit de diagnóstico UranoVet® Parvo-Corona tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Al igual que con cualquier otro procedimiento laboratorial, un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que hay de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. En caso de duda, repetir el test sólido contrastar con otros métodos diagnósticos.

Última revisión de textos: Marzo 2022

Exclusivamente uso veterinario
Consulte al médico veterinario
Venta libre
El material sobrante o utilizado debe disponerse acorde con la normativa nacional vigente.

Importado y Distribuido en Colombia por **URANO DIAGNOSTICS COLOMBIA S.A.S**
Calle 25A #7-35 Bogotá D.C. Colombia
www.uranodiagnostics.com
Ver bibliografía relacionada con el producto en el texto en inglés*

Fabricado y Comercializado por: **Urano Vet SL**
Nº entidad autorizada: R-0138
Avda. Santa Eulalia, 2
08520 Les Franqueses I Barcelona (Spain)
E info@uranodiagnostics.com



urano® diagnostics

urano® diagnostics



EN

Parvo-Corona Diagnostic Kit
Uranotest®

For veterinary use only

Technical basis

The UranoVet® Parvo-Corona diagnostic kit is based on the immunochemical technique and is designed for the qualitative detection of Canine parvovirus and canine coronavirus in faeces.

The test has a double structure. It contains two single tests: a strip for CPV antigen detection and a strip for CCV antigen detection. Each test strip consists of a test area (T line) and a control area (C line). The lines are not visible before applying the sample. After applying the sample in the appropriate sample well, migration begins by capillary action through the membrane. If the result is negative, one purple colour band appears in the C area. This line, called control line, always appears as a control line indicating that the test has successfully performed if the result test is positive, in addition to the control line, a second line will form in the test area (T line).

Materials supplied

- 1 - Double test devices individually packaged in aluminium pouch.
- 2 - Tubes with buffer solution for sample dilution.
- 3 - Swabs for sample collection.
- 4 - Disposable pipettes.
- 5 - Instructions for use.

Precautions

- 1 - For veterinary use only.
- 2 - Wear disposable gloves when handling the samples. All samples should be treated as potentially infectious. Wash and disinfect hands after dispensing the sample.
- 3 - Do not reuse the test device just before use.
- 4 - All reagents must be at room temperature before performing the test.
- 5 - Do not use the test if the envelope is damaged or broken.
- 6 - Do not reuse reagents after the expiry date.
- 7 - Do not use reagents after the expiry date.
- 8 - Do not mix components or reagents from kits with different batch numbers.

Preservation and stability

1 - For veterinary use only.

2 - Numerun alüminyum ambalaj tek paketlerin içi kılıf test kitleri.

3 - Numurun alımı için swablar.

4 - Tek kullanımlık pipetler.

5 - Küçüklik kılavuz.

Precautions

- 1 - For veterinary use only.
- 2 - Numerun alımı için swablar.
- 3 - Küçüklik kılavuz.

Preservation and stability

1 - For veterinary use only.

2 - Numerun alımı için swablar.

3 - Küçüklik kılavuz.


Sample collection and preparation

The sample may be collected directly from the rectum using the provided swab. The sufficient amount of sample to carry out properly the test is shown in the picture.

Introduce the swab into the tube containing the diluent and press it against the tube walls in order to release the sample that could contain the virus. Shake the tube in order to ensure a good homogenisation.

**Instructions for use**

- 1 - Remove the test device from the protective pouch and place it on a flat dry surface.
- 2 - Using the pipette provided, transfer 4 drops of the recently prepared swab. The sufficient amount of sample to carry out properly the test is shown in the picture.
- 3 - Repeat exactly the same procedure for the CPV test.
- 4 - When the test begins running, you will observe migration of the sample through the result window. If migration has not begun 1 minute after sample addition, add one more drop of the diluted sample.
- 5 - Read the results within 5-10 minutes. Coloured lines appeared after 20 minutes have not diagnostic value and should be ignored.

**Interpreting results**

- 1 - Negative result
There is one single line (control line) in the C-zone in the result window, both in the Parvovirus determination zone and in the Coronavirus determination zone.



- 2 - Positive result
Two lines appear in either or both of the windows.



- 3 - Invalid result
The test is invalid if no coloured line appears in the C area even if a coloured line appears in the T area. The reason may be due to incorrect handling or using a damaged test.

**Limitations of the technique**

Even though the UranoVet® Parvo-Corona test kit shows high sensitivity and specificity, cannot be excluded a low incidence of false positive or negative results. As any other laboratory procedure, the definitive clinical diagnosis cannot be based only on the test result. It must be based on an ensemble of clinical and laboratory procedures. If there is any doubt, repeat the test and/or contrast with other diagnostic methods.

Parvo-Corona Diagnostic Kit
Uranotest®

<



Kit de diagnostic
Parvo-Corona
Uranotest®

RO
Uz veterinar

Baza tehnică

Kitul de diagnosticare Uranotest® Parvo-Corona se bazează pe tehnica imunoacromatografică și este conceput pentru detectarea calitativă a antigenului parvoviruș și coronavirus canin în fecale.

Testul constă în două zone separate, una pentru detectarea antigenului de parvovirus și una pentru detectarea coronavirusului. Fiecare zonă este formată dintr-un pungă rotundă în care se adaugă proba și o zonă de rezultat care conține linia T (linia de testare) și linia C (linia de control). Odată ce proba este aplicată în gudele rotunzi, începe migrația capilară din lungul membranei. Dacă rezultatul este negativ, în zona C apare o singură bandă purpură. Banda din zona C apare întotdeauna, decarcere este o bandă de control care indică faptul că testul a fost efectuat corect. Dacă rezultatul este pozitiv, în plus față de bandă C, apără o bandă purpură în zona de testare (linia T).

Materiale furnizate

- 1 - Teste duble embalate în pungi individuale de aluminiu.
- 2 - Tuburi cu solutie tampon de diluie pentru colectarea și diluția probelor.
- 3 - Tamponi pentru colectarea probelor.
- 4 - Pipete de unică folosință.
- 5 - Pliant cu instrucțiuni de utilizare.

Precauții

- 1 - Numai pentru uz veterinar.
- 2 - Purăță mânări de unică folosință atunci când manipulați probele. Toate probele trebuie tratate ca potențial infecțioase. Spălați și dezinfecția mâinile după manipulare. Evitați formarea aerosolilor la distribuirea probei.
- 3 - Pentru a obține rezultate bune, este important să adăugăți volumul corect al probei.
- 4 - Deschideți dispozitivul chiar înainte de utilizare.
- 5 - Totuși trebuie să fie la temperatura camerei înainte de efectuarea testării.
- 6 - Nu utilizați testul dacă plicul este deteriorat sau rupt. Nu reutilizați.
- 7 - Nu utilizați reactiv după data de expirare.
- 8 - Calitatea fiecărei componente a kitului a fost evaluată individual pentru fiecare lot. Nu amestecați componente sau reactivi din kituri cu numere de lot diferite.

Conservare și stabilitate


Kitul trebuie depozitat la o temperatură cuprinsă între 2 și 30 °C. În aceste condiții, putem garanta stabilitatea până la data de expirare imprimată pe cutie și pe ambalaj individual.

Kitul a fost dezvoltat pentru a fi depozitat la temperatura camerei. Deși poate fi păstrat și în frigider, vă recomandăm să îl depozitați la temperatura camerei pentru a evita necesitatea de a aștepta ca reactivii să ajungă la temperatura camerei.

NU ÎNGHEȚAȚI. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.


Colectare și prepararea probelor

- 1 - Se pot folosi fecale de căine sau de pisici.
- 2 - Se ia o cantitate mică de fecale. Probă poate fi luate direct de pe peretii anusului cu ajutorul tamponului, având grijă să se ia cantitatea potrivită pentru a face determinări.
- 3 - Probele trebuie analizate imediat după recoltare.
- 4 - Volumul probei:




Instrucțiuni de utilizare

- 1 - Colectați probele de sciacu cu ajutorul tamponului furnizat, așa cum este descris în secțiunea anterioră.
- 2 - Introduceți tamponul în tubul care conține tamponul de diluare a probei. Amestecați bine timp de 10 secunde. Dacă există particule grosiere în probă, aşteptați un minut până când acestea se depun și lăuați probea din supăratul.
- 3 - Scoateți testul dulap din plicul de aluminiu și punctați-l într-un loc puțin săuscăt.
- 4 - Folosiți pipeta de unică folosință furnizată, adăugăți 4 picături din probă preșăpată și adăugați în gudele corespunzătoare din gudele corăpunzătoare.
- 5 - Repetați procedura de mai sus adăugând 4 picături în gudele corăpunzătoare testului.
- 6 - Când testul începe să funcționeze, se va vedea migrația aerozolului care se deplasează prin fecăță prin rezultate din centrul testului. Dacă migrația nu a inceput după 1 minut, adăugați încă o picătură din esanționul diluat conținut în tub.
- 7 - Interpretăza rezultatele după 5-10 minute. După 20 minute, interpretarea nu mai este valabilă.



Interpretarea rezultatelor

- 1 - Rezultat negativ:
Prezența unei singure benzi în zona C a ferestrelor de rezultat în ambele zone de determinare a parvoviruș și a coronavirus.



- 2 - Rezultat pozitiv:
Prezența a două benzi colorate ("T" și "C") în ferestra de rezultate. Oricare dintre aceste benzi apără prima, rezultat este considerat pozitiv.

- Pozitiv pentru Parvo și Corona Pozitiv pentru Parvo Pozitiv pentru Corona
-
- 3 - Rezultat invalid:
Testarea nu este validă dacă în zona de control (C) nu apare o linie colorată, chiar dacă în zona de testare (T) apare o linie colorată. Motivul se poate datora manipulării incorecte sau utilizării unui test deteriorat.



Limitări ale tehnicii

Dacă kitul de diagnosticare Uranotest® Parvo-Corona are o sensibilitate și o specificitate ridicată, nu poate fi exclusă o mică incidență a rezultatelor fals positive sau negative. Ca în cazul oricărui altă procedură de laborator, un diagnostic clinic definitiv nu trebuie să se bazeze doar pe efectuarea unui test, ci trebuie să se rezultă un set de constatări clinice și de laborator. În caz de indoloală, repetăți testul și/sau faceți o verificare încadrășată cu alte metode de diagnosticare.

Ultima revizuire a textelor Aprilie 2023

Fabricat de Urano Vet SL
Număr entitate: R-0138
Avda. Santa Eulalia, 2
08520 Les Franqueses I Barcelona
E info@urandomagnostics.com

Importat și distribuit în România de
Dona Logistica
Str. Socială Str. Paduri, nr. 4, Chitila, jud. Ilfov
PC: 07000-005 CNP/PI: 46702552
0001-06 Registrat în MAPA nr. 000590-8
Responsabil tehnic: Carolina Jones Ferreira Lima da Silva
CRMV - PE 5690 VP. Produsul registrat în MAPA sub nr. 10.256/2019

urano®
diagnostics



Kit diagnóstico
Parvo-Corona
Uranotest®

Uz veterinar

Principio da Técnica

O kit de diagnóstico Uranotest® Parvo-Corona é baseado na técnica imunoacromatográfica e foi desenvolvido para a detecção qualitativa do antígeno do parvovírus canino e do coronavírus nas fezes.

O teste consiste em duas zonas separadas, uma para a detecção da antigenul de parvovirus și una pentru detectarea coronavirusului. Fiecare zonă este formată dintr-un pungă rotundă în care se adaugă proba și o zonă de rezultat care conține linia T (linia de testare) și linia C (linia de control). Odată ce proba este aplicată în gudele rotunzi, începe migrația capilară din lungul membranei. Dacă rezultatul este negativ, în zona C apare o singură bandă purpură. Banda din zona C apare întotdeauna, decarcere este o bandă de control de către care indică faptul că testul a fost efectuat corect. Dacă rezultatul este pozitiv, în plus față de bandă C, apără o bandă purpură în zona de testare (linia T).

Materiale fornizadas

- 1 - Testes duplo embalados em sacos de alumínio individuais.
- 2 - Tubos com solução tampon de diluição para coleta e diluição de amostras.
- 3 - Swabs para coleta de amostras.
- 4 - Pipetas descartáveis.
- 5 - Folheto com instruções de uso.

Precauções

- 1 - Numai pentru uz veterinar.
- 2 - Purăță mânări de unică folosință atunci când manipulați probele. Toate probele trebuie tratate ca potențial infecțioase. Spălați și dezinfecția mâinilor după manipulare. Evitați formarea aerosolilor la distribuirea probei.
- 3 - Pentru a obține rezultate bune, este important să adăugăți volumul corect al probei.
- 4 - Deschideți dispozitivul chiar înainte de utilizare.
- 5 - Totuși trebuie să fie la temperatura camerei înainte de efectuarea testării.
- 6 - Nu utilizați testul dacă plicul este deteriorat sau rupt. Nu reutilizați.
- 7 - Nu utilizați reactiv după data de expirare.
- 8 - Calitatea fiecărei componente a kitului a fost evaluată individual pentru fiecare lot. Nu amestecați componente sau reactivi din kituri cu numere de lot diferite.

Conservare și stabilitate


Kitul trebuie depozitat la o temperatură cuprinsă între 2 și 30 °C. În aceste condiții, putem garanta stabilitatea până la data de expirare imprimată pe cutie și pe ambalaj individual.

Kitul a fost dezvoltat pentru a fi depozitat la temperatura camerei. Deși poate fi păstrat și în frigider, vă recomandăm să îl depozitați la temperatura camerei pentru a evita necesitatea de a aștepta ca reactivii să ajungă la temperatura camerei.

NU ÎNGHEȚAȚI. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.


Colectare și preparare probelor

- 1 - Se pot folosi fecale de căine sau de pisici.
- 2 - Se ia o cantitate mică de fecale. Probă poate fi luate direct de pe peretii anusului cu ajutorul tamponului, având grijă să se ia cantitatea potrivită pentru a face determinări.
- 3 - Probele trebuie analizate imediat după recoltare.
- 4 - Volumul probei:



Instrucțiuni de utilizare

- 1 - Colectați probele de sciacu cu ajutorul tamponului furnizat, așa cum este descris în secțiunea anterioră.
- 2 - Introduceți tamponul în tubul care conține tamponul de diluare a probei. Amestecați bine timp de 10 secunde. Dacă există particule grosiere în probă, aşteptați un minut până când acestea se depun și lăuați proba din supăratul.
- 3 - Scoateți testul dulap din plicul de aluminiu și punctați-l într-un loc puțin săuscăt.
- 4 - Folosiți pipeta de unică folosință furnizată, adăugăți 4 picături din probă preșăpată și adăugați în gudele corespunzătoare din gudele corăpunzătoare.
- 5 - Repetați procedura de mai sus adăugând 4 picături în gudele corăpunzătoare testului.
- 6 - Când testul începe să funcționeze, se va vedea migrația aerozolului care se deplasează prin fecăță prin rezultate din centrul testului. Dacă migrația nu a inceput după 1 minut, adăugați încă o picătură din esanționul diluat conținut în tub.
- 7 - Interpretăza rezultatele după 5-10 minute. După 20 minute, interpretarea nu mai este valabilă.



Interpretarea rezultatelor

- 1 - Rezultat negativ:
Prezența unei singure benzi în zona C a ferestrelor de rezultat în ambele zone de determinare a parvoviruș și a coronavirus.



- 2 - Rezultat pozitiv:
Prezența a două benzi colorate ("T" și "C") în ferestra de rezultate. Oricare dintre aceste benzi apără prima, rezultat este considerat pozitiv.



- Pozitiv pentru Parvo și Corona Pozitiv pentru Parvo Pozitiv pentru Corona

- 3 - Rezultat invalid:
Testarea nu este validă dacă în zona de control (C) nu apare o linie colorată, chiar dacă în zona de testare (T) apare o linie colorată. Motivul se poate datora manipulării incorecte sau utilizării unui test deteriorat.



Limitări ale tehnicii

Desătul de diagnosticare Uranotest® Parvo-Corona are o sensibilitate și o specificitate ridicată, nu poate fi exclusă o mică incidență a rezultatelor fals positive sau negative. Ca în cazul oricărui altă procedură de laborator, un diagnostic clinic definitiv nu trebuie să se bazeze doar pe efectuarea unui test, ci trebuie să se rezultă un set de constatări clinice și de laborator. În caz de indoloală, repetăți testul și/sau faceți o verificare încadrășată cu alte metode de diagnosticare.

Ultima revizuire a textelor Aprilie 2023

Última revisão de textos: Setembro 2022



Kit diagnóstico
Parvo-Corona
Uranotest®

BR

Uso veterinário
Licença MAPA 10.256/2019

Princípio da Técnica

O kit de diagnóstico Uranotest® Parvo-Corona é baseado na técnica imunoacromatográfica e foi desenvolvido para a detecção qualitativa do antígeno do parvovírus canino e do coronavírus nas fezes.

O teste consiste em duas zonas separadas, uma para a detecção da antigenul de parvovirus și una pentru detectarea coronavirusului. Fiecare zonă este formată dintr-un pungă rotundă în care se adaugă proba și o zonă de rezultat care conține linia T (linia de testare) și linia C (linia de control). Odată ce proba este aplicată în gudele rotunzi, începe migrația capilară din lungul membranei. Dacă rezultatul este negativ, în zona C apare o singură bandă purpură. Banda din zona C apare întotdeauna, decarcere este o bandă de control care indică faptul că testul a fost efectuat corect. Dacă rezultatul este pozitiv, în plus față de bandă C, apără o bandă purpură în zona de testare (linia T).

Materiale fornizadas

- 1 - Testes duplo embalados em sacos de alumínio individuais.
- 2 - Tubos com tampon diluente para coleta e diluição de amostras.
- 3 - Swabs para coleta de amostras.
- 4 - Pipetas descartáveis.
- 5 - Folheto com instruções de uso.

Precauções

- 1 - Apênas para uso veterinário.
- 2 - Purăță mânări de unică folosință atunci când manipulați probele. Toate probele trebuie tratate ca potențial infecțioase. Spălați și dezinfecția mâinilor după manipulare. Evitați formarea aerosolilor la distribuirea probei.
- 3 - Pentru a obține rezultate bune, este important să adăugăți volumul corect al probei.
- 4 - Deschideți dispozitivul chiar înainte de utilizare.
- 5 - Totuși trebuie să fie la temperatura camerei înainte de efectuarea testării.
- 6 - Nu utilizați testul dacă plicul este deteriorat sau rupt. Nu reutilizați.
- 7 - Nu utilizați reactiv după data de expirare.
- 8 - Calitatea fiecărei componente a kitului a fost evaluată individual pentru fiecare lot. Nu amestecați componente sau reactivi din kituri cu numere de lot diferite.

Conservare și stabilitate

O kit deve ser conservado a uma temperatura entre 2 e 30 °C. Nestas condições, a estabilidade é garantida até à data de validade descrita na embalagem.

NE ZAMRZUJTE. Ne izpostavujte neposredně na studnu.

NE ZAMŘIZVÁT. Ne postavte na ledničku.

NE CONGELAR. Não submeta ao freezer.

NE ZAMРЪЗВАЙТЕ. Не поставяйте на пръка сълнчева светлина за дълъг период.

NE ZAMРЪЗВАЙТЕ. Не поставяйте на пръка сълнчева светлина за дълъг период.

NE ZAMРЪЗВАЙТЕ. Не поставяйте на пръка сълнчева светлина за дълъг период.